

VITRA 2 SPÉCIFICATIONS

Source :	Nd : YAG double en fréquence
Longueur d'onde :	Vert 532 nm
Puissance maximum :	1500 mW (au niveau des tissus)
Temps d'exposition :	10 ms à continu
Répétition :	0,1 – 0,2 – 0,3 – 0,5 et 0,7 s
Faisceau de visée :	635 – 650 nm
Taille :	18 (H) x 19,5 (L) x 30 (P) cm
Poids :	5,6 kg
Refroidissement :	Par effet Peltier
Spécifications électriques :	100 à 240 VAC, 250 VA, 50/60 Hz

TERMINAUX

ADAPTATIONS LAMPES À FENTE (TERMINAL MONOSPOT)

Modes d'émission :	Simple, répétitif, painting, continu
Taille de spot :	50 µm à 500 µm
Compatibilité :	Lampes à fente Quantel Medical, Haag Streit BM & BQ 900 et copies, Zeiss 30 SL, 120 SL et 130 SL et copies

ADAPTATIONS LAMPES À FENTE (TERMINAL MULTISPOT)

Mode MonoSpot :

Modes d'émission :	Simple, répétitif, painting, continu
Taille de spot :	50 µm à 400 µm

Mode MultiSpot :

Patterns :	carré, cercle, triple arc, simple spot
Taille de spot :	50 µm à 400 µm
Fonction Resume®	

Compatibilité :	Lampes à fente Quantel Medical, Haag Streit BM & BQ 900 et copies, CSO SL 9800
-----------------	--

Lasers :	Optimis 2 et Optimis Fusion
----------	-----------------------------

Ophtalmoscope indirect :	Keeler Vantage Plus (adaptation laser externe)
--------------------------	--

Sondes laser :	Sondes droites 20, 23, 25 G Sonde courbe 20G Sondes courbes flexibles 23, 25 G Sondes orientables 23, 25 G
----------------	---

Adaptations pour microscopes opératoires : Type Zeiss, Type Leica

Spécifications sujettes à modifications sans préavis.

Photos non contractuelles. Vitra 2[®] est une marque de Quantel Medical et de Lumibird Medical.
Tous droits réservés.

Le laser VITRA 2[®], destiné à des applications ophtalmologiques, est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par QUANTEL MEDICAL et dont l'évaluation de conformité a été réalisée par l'organisme LNE/G-MED « CE 0459 ». Il est destiné aux professionnels de santé dans le cadre du traitement de certaines affections oculaires. Lire attentivement la notice d'utilisation. Pour le bon usage de ce produit, il est recommandé de suivre les indications et contre-indications détaillées dans la notice d'utilisation du produit.
Document publicitaire à destination des professionnels de santé.
23/08/QUANTEMED/PM/001 Date de réalisation : SEPTEMBRE 2023



Fabricant

Quantel Medical
1 Rue du Bois Joli - CS40015
63808 Cournon d'Auvergne – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 73 745 745
Email : contact@lumibirdmedical.com
ISO 13485 : 2016

Siège social

Lumibird Medical
1 Rue du Bois Joli - CS40015
63808 Cournon d'Auvergne – FRANCE
Tél. : +33 (0)4 73 745 745

QUANTEL MEDICAL
Une marque du groupe



LUMIBIRD[®]
MEDICAL

www.lumibirdmedical.com